

Pilares de cicatrização Encode® Emergence

Cicatrização natural. Impressão fácil.



1 Cicatrização natural do tecido

- Pilares de cicatrização concebidos com perfis de emergência graduais e naturais.
- A diminuição de perfis ósseos é uma possibilidade quando o implante é colocado a uma profundidade não superior a 1 mm abaixo da crista óssea.
- Disponível numa variedade de diâmetros de perfil de emergência e em três alturas: 3, 5 e 7 mm.

3 Manutenção de tecidos duros e moles

- A mucosa intacta peri-implantar é necessária para a saúde oral e para a integração e manutenção bem-sucedidas de implantes dentários.¹
- Múltiplas remoções do pilar (des/reconectar) afetam negativamente a mucosa peri-pilar e contribuem para a perda da crista óssea alveolar.²
- O design do Encode Emergence reduz a necessidade de efetuar múltiplas remoções do pilar, preservando a interface peri-pilar e mantendo a função de junção ("selo").

2 Digitalizações intraorais ou impressões tradicionais simplificadas

- Elimina a necessidade de coifas de impressão. Utilize um scanner intraoral ou uma impressão PVS tradicional para transferir a posição do implante para a produção da restauração final.
- Esquema de código concebido para permitir a digitalização intraoral ou a impressão PVS quando o pilar de cicatrização oclusal se encontra imediatamente acima do tecido mole circundante, proporcionando resultados estéticos após a cirurgia.

4 Aspeto rosa mate





- Cor rosa muito semelhante à cor da gengiva para resultados estéticos após a cirurgia.
- Aspeto mate para um reflexo de digitalização intraoral reduzido para imagens de digitalização nítidas.

 **ZimVie**




1. Schupbach P. The defense architecture of the human peri-implant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl):S15-25
2. Abrahamsson. 1997 Journal of Clinical Periodontology 1997; 24: 565-572. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs.

Informações para encomendas


Implantes com conexão Certain®

	Diâmetro da plataforma	Perfil de emergência	Altura		
			3	5	7
 5 mm (EP) 7 mm (A)	3,4	3,8	IEEHA343	IEEHA345	IEEHA347
		5,0	IEEHA353	IEEHA355	IEEHA357
	4,1	4,1	IEEHA443	IEEHA445	IEEHA447
		5,0	IEEHA453	IEEHA455	IEEHA457
		6,0	IEEHA463	IEEHA465	IEEHA467
		7,5	IEEHA473	IEEHA475	IEEHA477
	5,0	5,0	IEEHA553	IEEHA555	IEEHA557
		6,0	IEEHA563	IEEHA565	IEEHA567
		7,5	IEEHA573	IEEHA575	IEEHA577
	6,0	6,0	IEEHA663	IEEHA665	-
		6,8	IEEHA6683	IEEHA6685	-
		7,5	IEEHA673	IEEHA675	-

Implantes com conexão Tapered Screw-Vent®

	Diâmetro da plataforma	Perfil de emergência	Altura		
			3	5	7
	3,5	3,8	TEEHA333	TEEHA335	TEEHA337
		5,0	TEEHA353	TEEHA355	TEEHA357
		6,5	TEEHA363	TEEHA365	TEEHA367
	4,5	4,5	TEEHA443	TEEHA445	TEEHA447
		5,5	TEEHA453	TEEHA455	TEEHA457
		6,5	TEEHA463	TEEHA465	TEEHA467
		7,5	TEEHA473	TEEHA475	TEEHA477
	5,7	5,7	TEEHA553	TEEHA555	-
		6,8	TEEHA563	TEEHA565	-
		7,5	TEEHA573	TEEHA575	-

Implantes com conexão Eztetic®

	Diâmetro da plataforma	Perfil de emergência	Altura		
			3	5	7
	2,9	3,7	CEEHA333	CEEHA335	CEEHA337
		4,5	CEEHA343	CEEHA345	CEEHA347

Contate-nos através do número **800-827-836** ou visite o site **ZimVie.com/dental**

ZimVie Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com


Restoring Daily Life.™

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais e direitos de propriedade intelectual são propriedade da ZimVie Inc. ou de uma afiliada, e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão Dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a médicos e não constitui uma recomendação ou um parecer médico. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento por escrito da ZimVie. ZV0461PT REV A 02/23 ©2023 ZimVie. Todos os direitos reservados.

